

COOL 2

Cool Brite -apuaine 2

Käyttötarkoitus

- Apuaine lisättäväksi Cool Brite -valkaisuaineeseen

Käyttöohjeet

Annostus tapahtuu Cool[BOX]in kautta, kytke aine Cool[BOX]iin asianmukaisella tavalla.

EY-direktiivin mukainen koostumus

Happivalkaisuaine

Kemiallis-fyysiset ominaisuudet

Tiheys (20 °C): 1,1 g/ml
pH-arvo (1 %): 5,0

Ympäristö

- Helposti biohajoava.
- Ei sisällä klooria, ei muodosta AOX-yhdisteitä.
- COD-arvo: -

Turvallisuus- ja kuljetusohjeet



GHS05 GHS07

UN 2014

Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita ja valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- ja merkintädirektiivien mukainen.

Säilytys

Käyttölämpötila yli 5°C. Säilytys yli -20°C:n ja alle 35°C.

Pakkaukset

Tynnyri 222 kg
Kontti 1050 kg