



PHAGO



PHAGO'GEL

Hydroalkoholisk gel til hånddesinfektion



- Antimikrobiel aktivitet på 30 sek.
- Dermatologisk testet

BESKRIVELSE

PHAGO'GEL er beregnet til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion: som et alternativ til simpel eller hygiejnisk håndvask, i mangel af et vandpunkt og før enhver aseptisk procedure.

SAMMENSÆTNING

Ethylalkohol: (CAS-nr. 64-17-5): 72 % m/m
Fugtgivende og blødgørende glycerin
Cetylalkohol med blødgørende egenskaber
Denatureringsmidler

EGENSKABER

pH (rent produkt) ved 20°C: 6,5 - 7,5
Densitet ved 20°C (g/mL): 0,843 - 0,860

BRUGSVEJLEDNING

PHAGO'GEL er klar til brug og skal anvendes ufortyndet på ren, tør og sund hud.

- **Hygiejnisk hånddesinfektion:** Påfør en lille mængde produkt på ren, tør og sund hud. Gnid det ind i hænder, håndled, omkring negle og mellem fingre i mindst 30 sekunder, indtil det er helt tørt. Må ikke skylles.

- **Kirurgisk hånddesinfektion:** Efter vask og tørring af hænderne påføres en tilstrækkelig mængde til at holde hænderne fugtige i 2 x 45 sekunder. Påfør protokollen for hygiejnisk håndsprit, også på underarmene, og lad det tørre.

TP01 - Biocidholdige produkter til human hygiejne.

OPBEVARING

PHAGO'GEL kan opbevares i 36 måneder før åbning.
Produkter med pumpe eller hætte kan opbevares i 6 måneder efter åbning og indtil udløbsdatoen for 1L airless-flasken.

ANTIMIKROBIEL AKTIVITET

VIRKNINGSTID

<u>Bactéricid</u>	EN 1276 EN 13727 + A2 EN 1500 EN 12791 + A1	30 sec 30 sec 30 sec 2x45 sec
<u>Fungicid</u>	EN 1650 EN 13624	30 sec 30 sec
<u>Mycobactericid</u>	EN 14348	30 sec
<u>Virucid</u>	EN 14476 + A2	30 sec

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Farligt. Produkt forbeholdt professionelt brug.
Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på anmodning.

Overhold forholdsreglerne ved brug. Brug biocider forsigtigt. Læs etiketten og produktinformationen før brug. Når det er muligt, skal du foretrække alternative metoder og produkter, der udgør den laveste risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

REFERENCER

SA0135690	30 x 100mL
SA0140940	20 x 300mL
SA0135700	20 x 500mL
SA0135720	12 x 1L airless
SA0135750	2 x 5L

